

RehaBike

Toiminnot: paina MODE - painiketta kunnes nuoli osoittaa toivomaasi harjoitustietoa

- | | |
|-----------|---|
| 1. SCAN: | Näytölle ilmestyy vuorotellen kaikki saatavat harjoitustiedot |
| 2. SPEED: | Nopeus |
| 3. DIST: | Poljettu matka |
| 4. TIME: | Poljettu aika |
| 5. ○ : | Äänimerkin symboli |
| 6. ODO: | Kokonaismatka edellisestä nollauksesta |
| 7. CAL: | Kalorin kulutus (viitteellinen) |

Säädä vastus ensin 1 vastukselle ja lisää tarvittaessa.

Ohjain on varustettu Auto On/Off ominaisuudella. Polkimien liikkua ohjain käynnistyy.

Polkimien ollessa paikallaan yli 8min, ohjain sammuu itsestään.

Paristojen vaihto:

1. Poista paristot ohjaimen takana olevasta paristoholkista
2. Aseta 2 kpl AA-sormiparistoja holkkiin.
3. Tarkista että paristot ovat holkissa oikein päin
4. Paristojen käyttöikä vaihtelee käytöstä riippuen
5. Jos näytössä ilmenee häiriöitä, poista paristot ja odota n.15 min ennen niiden uudelleen asettamista paristoholkkiin.
6. HUOM! Paristojen poistaminen aiheuttaa muistin nollautumisen



Muuta:

- RESET- pidä MODE painiketta painettuna yli 3 sekuntia niin laitteen asetukset nollaantuvat ODO: ominaisuutta lukuun ottamatta
- Käyttölämpötila: Huoneenlämpö (sisätiloissa)



KUNTOVÄLINE OY
Oltermannintie 8
00620 HELSINKI
puh:09 752 75 301, -305

kuntovaline@kolumbus.fi
www.kuntovaline.fi