

REHAbike - polkulaite

UUTUUS!

- magneettivastus
- vastuksensäätö
- pieni poljentasäde - soveltuu hyvin ikääntyneiden kotikuntoutukseen
- voidaan käyttää omasta tuolista, pyörätuolista tai muulta istuimelta.



Aseta laite tuolin eteen sopivalle etäisyydelle. Aseta mahdollisesti matto tai liukuestematto laitteen ja tuolin alle, että laite ei liiku poljettaessa korkeammalla vastuksella. Laitteen paino on 16 kg.

Laitteessa on pieni poljentasäde, 10 cm. Tämän vuoksi laitetta voi hyvin käyttää myös potilas, jolla on raajoissa liikerajoitusta.

Digitaalinäytöllä: matka, aika, nopeus, energiankulutus.

Pieni poljentasäde-10 cm

Käsikahva, johon voi tuketua ja josta voi pitää kiinni harjoittelun aikana.



Laitte voidaan varustaa kantakuppipolkimella, jossa huonosti toimiva jalkaterä pysyy paremmin.



KUNTOVÄLINE OY

Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puh. (09) 752 75301 tai 010 320 1930
Email: kuntovaline@kolumbus.fi
www.kuntovaline.fi